

BH-70シリーズ カメラリンク準拠対応 冷却カメラ価格表

2022年12月

製品名	製品概要	型番	外税価格
-----	------	----	------

■ カメラセット AC-DC電源、又は電源ケーブルが必要です。

製品名	製品概要	型番	外税価格	
131万画素(IMX990) SWIRモノクロ冷却CMOSカメラセット	・カメラ本体 ・コントロールソフト ・マニュアル(デジタルデータ) ・USB3.0ケーブル2m ・カメラリンク仕様書 ^(注1)	Cマウント	BH-711GA	¥3,980,000
3136万画素(IMX342) モノクロ冷却CMOSカメラセット			BH-72M-C ^(注2)	¥1,320,000
3136万画素(IMX342) モノクロ冷却CMOSカメラセット		ニコンFマウント	BH-72M-F	¥1,320,000
5100万画素(GMAX4651) モノクロ冷却CMOSカメラセット			BH-73M-F ^(注2)	¥2,200,000
5100万画素(GMAX4651) モノクロ冷却CMOSカメラセット			M72 ^(注3)	BH-73M-M72

(注1): デジタルデータで付属のコントロールソフト用インストールディスクに入っています。

(注2): ご購入後のマウント変更は行えません。レンズにより四隅がケラレたり減光する場合があります。

(注3): フラッシュバックはカメラの寸法図を参照してください。

■ 電源 ※何れかを選択してください。

AC-DC電源(DC12V 6A)	AC100Vで使用する際に必要(ケーブル付)	ADP12V6-ST	¥22,000
AC-DC電源(DC12V 6A)※ロック付きコネクタ	AC100Vで使用する際に必要(ケーブル付)	ADP12V6-LC	¥25,000
電源ケーブル(2m)※ロック付きコネクタ	市販の電源やバッテリーを使用する際に必要	DC-BL2M-LC	¥3,000

■ カメラオプション ☆印はカメラのシリアルナンバーを御注文書に明記していただく必要があります。

外部トリガ制御機能 ※開始(同期)・露光時間から外部トリガで制御可能となります。 ※シャッター時間の最大値・最小値はカメラスペックに依存します。	カメラセット注文時のオプション	BH70-TRG	¥22,000
	カメラセット購入後の追加オプション☆	BH70-TRG-ATO	¥40,000

■ パーツオプション

Cマウントアダプタ	ニコンFマウントに変換	BH-711GA用	JS-C-N	*¥8,500
-----------	-------------	-----------	--------	---------

■ カメラ制御用開発ツール ☆印はカメラのシリアルナンバーを御注文書に明記していただく必要があります。

BH-70シリーズ・無制限ライセンスSDK 64bit専用 機密保持契約は必要 シングルライセンスSDKすべてのサンプルが含まれます ※ドライビとDLLのみライセンス無制限。 ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※メッセージや一部のデザイン等、DLL固有のものに変更できません。 ※日本国外では販売はしておりません。日本国内のみ販売及び契約が可能です。	カメラダイレクトUSB通信対応SDK	BH70-FSDK-U	*¥250,000
BH-70シリーズ・シングルライセンスSDK 64bit専用 機密保持契約は不要 ライセンスは購入時のカメラ1台限定 Pythonサンプル(型番*はP) サンプルソフトソース(.py)付 LabVIEWサンプル(型番*はL) サンプルソフトソース(.VI)付 Visual C++サンプル(型番*はC) サンプルソフトソース(プロジェクト)付 Visual C#サンプル(型番*はS) サンプルソフトソース(プロジェクト)付 ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※メッセージや一部のデザイン等、DLL固有のものに変更できません。 ※各サンプル用のいずれかのバージョンは英語用サンプルになります。	型式の*には各サンプルの型番が入ります。 例:カメラダイレクトUSB通信でLabVIEWサンプルの場合BH70-LSDK-U カメラ購入時 カメラダイレクトUSB通信対応 カメラ購入後 カメラダイレクトUSB通信対応☆	BH70-*SDK-U BH70-*SDK-UA	*¥70,000 *¥90,000

※使用可能なフレームワーク/ボードに注意してください。(裏面参照)

※価格および仕様は予告なく変更することがあります。

※この価格表に記載された会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

BH-70 フレームグラバボード及びカメラリンクケーブルに関して

使用するフレームグラバボードやカメラリンクケーブルのスペックにより、カメラの動作が行えない場合があります。ご利用の際には下記の対応表をご参照ください。

■ Matrox社 Frame grabber board

Configuration	BH-71IGA	BH-72M		BH-73M	
	Base	Base	Medium	Base	Medium
MatroxSolios CLB	○	×	×	×	×
MatroxSolios eV-CL B	○	○	×	○	×
MatroxSolios eV-CL F	○	○	×	○	×
MatroxRadiant eV-CL SF/DF	○	○	○	○	○
MatroxRadiant eV-CL DB/QB	○	○	×	○	×
Non-Paged Memory	64MB以上	256MB以上		256MB以上	

※Non-Paged Memory のサイズをご確認ください。

■ Camera Pixel clock

	BH-71IGA	BH-72M	BH-73M
Base Configuration	85MHz	85MHz	85MHz
Medium Configuration	-	85MHz	85MHz
Full Configuration	-	-	-

※ケーブルの長さや特性にご注意ください。