

# BS-70シリーズ 微弱光検出用冷却CMOSカメラ価格表

2023年12月

製品名	製品概要	型番	外税価格
-----	------	----	------

## ■ BS-70シリーズ AC-DC電源又は電源ケーブルが必要です。

207万画素 裏面受光型 白黒 冷却CMOSカメラセット	・カメラ本体 ・マニュアル(デジタルデータ) ・コントロールソフト ・USB3.0ケーブル2m	Cマウント	BS-70M	¥270,000
207万画素 裏面受光型 カラー 冷却CMOSカメラセット			BS-70C	¥270,000
501万画素 裏面受光型 白黒 冷却CMOSカメラセット			BS-71M	¥300,000
501万画素 裏面受光型 カラー 冷却CMOSカメラセット			BS-71C	¥300,000
829万画素 裏面受光型 白黒 冷却CMOSカメラセット			BS-72M	¥300,000
829万画素 裏面受光型 カラー 冷却CMOSカメラセット			BS-72C	¥300,000
900万画素 裏面受光型 白黒 冷却CMOSカメラセット			BS-73M	¥610,000
48万画素 裏面受光型 白黒 冷却CMOSカメラセット			BS-74M (注)	¥640,000
48万画素 裏面受光型 紫外対応 冷却CMOSカメラセット			BS-74UV (注)	¥720,000

(注): CMOS素子のパッケージガラスが無いタイプです。ガラス無しタイプは通常よりガス交換などメンテナンスが必要な場合があります。

## ■ 電源 ※何れかを選択してください。

AC-DC電源(DC12V 3A)	AC100Vで使用する際に必要(ケーブル付)	ADP12V3-ST	¥11,000
電源ケーブル(2m)	市販の電源やバッテリーを使用する際に必要	DC-BL2M-ST	¥2,500

## ■ カメラオプション ☆印はカメラのシリアルナンバーを御注文書に明記していただく必要があります。

ノイズ対策ボディ ※カメラ内部を金属シールドします。(重量:約100g)	カメラセット注文時のオプション	JS-NR	*¥11,000
	カメラセット購入後の追加オプション (カメラ本体をお送りいただく必要があります。)	JS-NR-ATO	*¥30,000
外部トリガ制御機能 ※開始(同期)及び露光時間が外部トリガで制御可能になります。	カメラセット注文時のオプション	BS70-TRG	¥22,000
	カメラセット購入後の追加オプション☆	BS70-TRG-ATO	¥40,000
マルチ動作対応機能 ※1台のパソコンで複数台のカメラ動作が可能になります。	カメラセット注文時のオプション	BS70-MLT	¥10,000
	カメラセット購入後の追加オプション☆	BS70-MLT-ATO	¥30,000

## ■ パーツオプション

外付強制空冷ユニット	放熱性を高める強制ファン	BS-70/71/72用	JS-42FAN	*¥8,000
		BS-73/74用	JS-43FAN	*¥11,000
三脚取り付け金具	三脚取り付けの為の金具	BS-70/71/72用	JS-42AG	*¥9,000
		BS-73/74用	JS-43AG	*¥9,000
Cマウントアダプタ	ニコンFマウントに変換		JS-C-N	*¥8,500
暗箱取り付けユニット(強制ファン付)	暗箱に取り付け金具	BS-70/71/72用	DB-50FAN	*¥22,000
		BS-73/74用	DB-52FAN	*¥24,000

製品名	製品概要	型番	外税価格
-----	------	----	------

■ **カメラ制御用開発ツール** ☆印はカメラのシリアルナンバーを御注文書に明記していただく必要があります。

<b>BS-70シリーズ・無制限ライセンスSDK 64bit専用</b> <b>機密保持契約は必要</b> <b>シングルライセンスSDKすべてのサンプルが含まれます</b> <small>※ドライバとDLLのみライセンス無制限。          ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。          ※メッセージや一部のデザイン等、DLL固有のものは変更できません。          ※日本国外には販売はしておりません。日本国内のみ販売及び契約が可能です。</small>	カメラダイレクトUSB通信対応 無制限ライセンスSDK		BS70-FSDK-U	*¥250,000
	カメラダイレクトUSB通信対応 シングルライセンスSDK			
<b>BS-70シリーズ・シングルライセンスSDK 64bit専用</b> <b>機密保持契約は不要</b> <b>ライセンスは購入時のカメラ1台限定</b> <small>※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。          ※メッセージや一部のデザイン等、DLL固有のものは変更できません。          ※各サンプル用のいずれかのバージョンは英語用サンプルになっています。</small>	カメラ購入時	Python用サンプル サンプルソフト・ソース(py)付	BS70-PSDK-U	*¥70,000
		LabVIEW用サンプル サンプルソフト・ソース(M)付	BS70-LSDK-U	*¥70,000
		Visual C#用サンプル サンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BS70-SSDK-U	*¥70,000
		Visual C++用サンプル サンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BS70-CSDK-U	*¥70,000
	カメラ購入後	Python用サンプル☆ サンプルソフト・ソース(py)付	BS70-PSDK-UA	*¥90,000
		LabVIEW用サンプル☆ サンプルソフト・ソース(M)付	BS70-LSDK-UA	*¥90,000
Visual C#用サンプル☆ サンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BS70-SSDK-UA	*¥90,000		
Visual C++用サンプル☆ サンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BS70-CSDK-UA	*¥90,000		

■ **カメラドライバオプション** ☆印はカメラのシリアルナンバーを御注文書に明記していただく必要があります。

<b>ImageJ用ドライバソフト (64bit用)</b> <small>ImageJのプラグインで直接冷却や撮影をすることが可能になります。          ImageJ 1.54e以降、Windows 10以降で使用可能。64bit版のImageJのみ使用可能です。          ※一部のサンプルを除いて英語表記ですが、仕様書等は日本語です。          ※サンプルはJavaにてカスタム可能ですが、エラーメッセージ等カメラドライバ固有のものは変更できません。</small>	カメラ購入時	カメラダイレクトUSB通信対応	BS70-IMJ-U	*¥40,000
	カメラ購入後	カメラダイレクトUSB通信対応☆	BS70-IMJ-UA	*¥60,000

価格および仕様は予告なく変更することがあります。 ※この価格表に記載された会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

製造元 **ビットラン株式会社** お問い合わせ/CCD事業部

〒361-0056 埼玉県行田市持田2213 TEL.048-554-7471(代) FAX.048-556-9591 URL <https://www.bitran.co.jp/camera/> E-mail [ccd@bitran.co.jp](mailto:ccd@bitran.co.jp)