

BSX シリーズ 軟X線用冷却CCDカメラ価格表

2022年12月現在

製品名	製品概要	型番	税抜価格
-----	------	----	------

■ BSXシリーズ(USBモデル) AC-DC電源(BS-ADP)又は電源ケーブル(XBS-C1)が必要です。

E2V CCD77BI(25万画素) 裏面受光型 モノクロ冷却CCDカメラセット	・カメラ本体 ・マニュアル ・コントロールソフト	BS-461X-U-G1-SET	¥2,80,000
E2V CCD77-00(25万画素) モノクロ冷却CCDカメラセット	Windows 7 / Vista / XP 対応 ・USBケーブル2m	BS-462X-U-G1-SET	¥1,800,000

※このUSBモデルには、PCIパラレルインターフェースボードは使用できません。

■ BSXシリーズ(PCIモデル) AC-DC電源(BS-ADP)又は電源ケーブル(XBS-C1)が必要です。

E2V CCD77BI(25万画素) 裏面受光型 モノクロ冷却CCDカメラセット	・カメラ本体 ・マニュアル ・コントロールソフト	BS-461X-P-G1-SET	¥2,840,000
E2V CCD77-00(25万画素) モノクロ冷却CCDカメラセット	Windows 7 / Vista / XP 対応 ・PCIパラレルインターフェースボード 通信ケーブル4m	BS-462X-P-G1-SET	¥1,840,000

※このPCIモデルには、USBインターフェースは使用できません。通信ケーブルを30mまで延長可能です。

■ BSXシリーズ(電源) どちらか一方を選択してください。

AC-DC電源(DC12V 3A)	AC100Vで使用する際必要(ケーブル付)	BS-ADP	¥11,000
電源ケーブル(4m)	市販の電源やバッテリーを使用する際必要	XBS-C1	¥2,500

■ オプション ★印はカメラセット一式を送って頂く必要があります。

ノイズ対策ボディ(カメラ内部を金属シールド)	カメラセット注文時のオプション	JS-NR	*¥11,000
	カメラセット購入後の追加オプション★	JS-NR-AIO	*¥30,000
外部トリガー取り付け	カメラセット注文時のオプション	BSX-TG	¥20,000
	カメラセット購入後の追加オプション★	BSX-TG-AIO	¥40,000

■ パーツオプション

Be窓材(ベリリウム窓) ※出荷時のみ	入射窓にベリリウム窓材を装着します	BSX-BE	*¥150,000
水冷セット(AC100V用)	水冷ポンプ, 4リットルタンク, ホース	CST-HCR	*¥40,000
PCFモデル用通信ケーブル延長パーツ	PCIパラレル通信ケーブル 4m	XBS-C2	*¥7,000
	ケーブル接続コネクタ(25P-25P)	XBS-CN	*¥2,000
PCFモデル用特注専用通信ケーブル ※受注ケーブル料金は基本料金(0m)¥21,000(税抜価格¥20,000)+1m当り¥1,050(税抜価格¥1,000)	ケーブル20m (受注生産品)	XBS-C2-20M	*¥40,000

■ コマンド公開資料

BSXシリーズ・コマンド公開費用 ※自社開発のソフトでカメラ制御をしたい時に必要です。	BSXシリーズ・コマンド仕様書	BSX-CMD-LI	*¥200,000
	BSXシリーズ・コマンドサンプルソフト (Visual C++6.0によるソース付)	BSX-CMD-LIS	*¥100,000
	BSX-CMD-LIサポート料(1件分)	BSX-CMD-SP	*¥10,000

■ 保守用

ガス交換費用	CCDが結露した場合に容器内のガス交換	BSX-GAS	*¥45,000
--------	---------------------	---------	----------

※仕様は予告なく変更することがあります。

製造元 **ビットラン株式会社** お問い合わせ/CCD事業部

〒361-0056 埼玉県行田市持田2213 TEL.048-554-7471(代) FAX.048-556-9591 URL <http://www.bitran.co.jp/cod> E-mail ccd@bitran.co.jp