

# BU-40シリーズ 微弱光用冷却CCDカメラ価格表

2019年8月現在

製品名	製品概要	型番	税抜価格
-----	------	----	------

■BU-40シリーズは①と②と③を組み合わせでご購入ください

① BU-40シリーズ(本体) ②のインターフェース及び③のAC-DC電源(BS-ADP)又は電源ケーブル(XBS-C1)が必要です。

45万画素ABG付 白黒冷却CCDカメラセット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カメラ本体</li> <li>・マニュアル</li> <li>・通信ケーブル4m</li> </ul>	Cマウント	BU-40L-14	Discontinued
45万画素ABG付 カラー冷却CCDカメラセット			BU-40C-14	
140万画素ABG付 白黒冷却CCDカメラセット			BU-41L-14	
140万画素ABG付 カラー冷却CCDカメラセット			BU-41C-14	
400万画素ABG付 白黒冷却CCDカメラセット		ニコンFマウント Cマウント	BU-42L-14	
400万画素ABG無し 白黒冷却CCDカメラセット(受注生産品)			BU-42N-14	
400万画素ABG付 カラー冷却CCDカメラセット			BU-42C-14	
1100万画素ABG付 白黒冷却CCDカメラセット		ニコンFマウント	BU-43L-14	
1100万画素ABG無し 白黒冷却CCDカメラセット(受注生産品)			BU-43N-14	
1100万画素ABG付 カラー冷却CCDカメラセット			BU-43C-14	

②-a BU-40シリーズ(USBボックス) ※メモリの価格については予告無く変更する事があります。

USBインターフェース・ボックス Windows 7/Vista/XP対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>・BPU-10</li> <li>・USBケーブル50cm</li> <li>・コントロールソフト</li> </ul>	メモリ256MB	BPU-10-256M	Discontinued
		メモリ512MB	BPU-10-512M	
		メモリ1GB	BPU-10-1G	

■ USBインターフェース・オプション ★印はカメラセット一式を送って頂く必要があります。

BUシリーズ用USBボックスのメモリ増設	BUシリーズで使用しているUSBボックスのメモリを増設 ★	Discontinued
----------------------	-------------------------------	--------------

②-b BU-40シリーズ(PCIボード)

DMA転送インターフェースボード Windows 7/Vista/XP対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ボード 140mm(D)×100mm(W)×15mm(H)</li> <li>・コントロールソフト(CD-ROM)</li> </ul>	BU-IF-DMA	Discontinued
--	--	-----------	--------------

③ カメラ電源 ※どちらか一方を選択してください。

AC-DC電源(DC12V 3A)	AC100Vに使用する際に必要(ケーブル付)	BS-ADP	¥10,000
電源ケーブル(4m)	市販の電源やバッテリーを使用する際に必要	XBS-C1	¥2,000

■ オプション ★印はカメラセット一式を送って頂く必要があります。複数台まとめて追加の場合、2台目以降はカメラセット注文時の価格になります。

ノイズ対策ボディ ※カメラ内部を金属シールドします。	カメラセット注文時のオプション	JS-NR	Discontinued
	カメラセット購入後の追加オプション★	JS-NR-ATO	¥30,000
任意ピンニング対応機能 ※任意ピンニングソフトはBU-40L/BU-40Cには対応していません。	カメラセット注文時のオプション	BU-41-BN	Discontinued
	カメラセット購入後の追加オプション★	BU-41-BN-ATO	¥50,000
外部トリガ取り付け ※外部信号で撮影開始が可能になります。	カメラセット注文時のオプション	BU-40-TG	Discontinued
	カメラセット購入後の追加オプション★	BU-40-TG-ATO	¥40,000

■ 特注ケーブル

標準コネクタタイプ ※受注ケーブル料金=基本料金(0m)¥42,000+1m当たり¥2,100	ケーブル20m (受注生産品)	XBU-C1-20M	Discontinued
コネクタ着脱可能タイプ ※受注ケーブル料金=基本料金(0m)¥84,000+1m当たり¥2,100	ケーブル20m (受注生産品)	XBU-C2-20M	

■ 保守用

ガス交換費用	CCDが結露した場合に容器内のガス交換	BU-GAS	*¥40,000
--------	---------------------	--------	----------

製品名	製品概要	型番	税抜価格
-----	------	----	------

## ■ パーツオプション

外付強制空冷ユニット	BU-40/41用	JS-FAN	*¥7,000	
	BU-42用	JS-42FAN	*¥7,000	
	BU-43用	JS-43FAN	*¥10,000	
三脚取り付け金具	BU-40/41用	CST-AG	*¥8,500	
	BU-42用	JS-42AG	*¥8,500	
	BU-43用	JS-43AG	*¥8,500	
LRGB(赤外カット+RGB)フィルタ付カメラマウントスライド式 ※BU-42で使用する場合はCST-42RINGが必要になります。	ニコン用	BU-43は使用不可	CST-JFLR2-N	*¥72,000
	ペンタックス・K用		CST-JFLR2-P	*¥72,000
BU-42変換リング	BU-42で使用するための変換リング	CST-42RING	*¥10,000	
Cマウントアダプタ(ニコンFマウントに変換)	BU-40/41用	JS-C-N	*¥8,000	

## ■ カメラ制御用公開資料 ★印はカメラセット一式を送って頂く必要があります。

<b>BU-40シリーズ・コマンド公開</b> (カメラを組み込んで自社製品を作りたい場合に必要)  ※機密保持契約が必要です。ライセンスフリー。 ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※ドライバ以外基本的に全て自作になる為、制限されることはありません。	BU-40シリーズ・コマンド仕様書 USBボックス及びPCIボード対応	BU-40CMD-LI	*¥200,000
	BU-40シリーズ・コマンドサンプルソフト (Microsoft Visual C++6.0によるソース付)	BU-40CMD-LIS	*¥100,000
	BU-40CMD-LIサポート料(1件分)	BU-40CMD-SP	*¥10,000
<b>BU-40シリーズ・フリーSDK</b> (自社開発のソフトでカメラ制御をしたい場合に必要) ※機密保持契約が必要です。ドライバとDLLのみライセンスフリー。 ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※Windows 7/Vista/XP/2000 SP4のみ対応◎ ※ビデオ出力には対応していません。 ※メッセージや一部のデザイン等、DLL固有のものは変更できません。	BU-40シリーズ・USBボックス対応SDK (LabVIEW7.1/8.0, Visual Basic 6.0, VB .NET2003, VB 2005, Visual C++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005)によるサンプルソフト・ソース付)	BU-FRSDK-USB	*¥200,000
	BU-40シリーズ・PCIモデル対応SDK (LabVIEW7.1/8.0, Visual Basic 6.0, VB .NET2003, VB 2005, Visual C++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005)によるサンプルソフト・ソース付)	BU-FRSDK-PCI	*¥200,000
<b>BU-40シリーズ・シングルSDK</b> (研究開発用途で自作ソフトからカメラ制御をしたい場合に必要)  <b>機密保持契約は不要</b>  <b>ライセンスは購入時のカメラ1台限定</b>  <b>発注時、型番に注意!!</b>  ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※Windows 7/Vista/XP/2000 SP4のみ対応◎ ※ビデオ出力には対応していません。 ※メッセージや一部のデザイン等、DLL固有のものは変更できません。	<b>BU-40シリーズ・USBボックス対応SDK (カメラセット注文時)</b>		
	LabVIEW7.1, LabVIEW8.0によるサンプルソフト・ソース(VI)付	BU-LVSDK-USB	*¥50,000
	VB 6.0, VB .NET2003, VB 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BU-VBSDK-USB	*¥50,000
	VC++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BU-VCSDK-USB	*¥50,000
	<b>BU-40シリーズ・PCIボード対応SDK (カメラセット注文時)</b>		
	LabVIEW7.1, LabVIEW8.0によるサンプルソフト・ソース(VI)付	BU-LVSDK-PCI	*¥50,000
	VB 6.0, VB .NET2003, VB 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BU-VBSDK-PCI	*¥50,000
	VC++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BU-VCSDK-PCI	*¥50,000
	<b>BU-40シリーズ・USBボックス対応SDK (カメラセット購入後) ★</b>		
	LabVIEW7.1, LabVIEW8.0によるサンプルソフト・ソース(VI)付	BU-LVSDKA-USB	*¥70,000
VB 6.0, VB .NET2003, VB 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BU-VBSDKA-USB	*¥70,000	
VC++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BU-VCSDKA-USB	*¥70,000	
<b>BU-40シリーズ・PCIボード対応SDK (カメラセット購入後) ★</b>			
LabVIEW7.1, LabVIEW8.0によるサンプルソフト・ソース(VI)付	BU-LVSDKA-PCI	*¥70,000	
VB 6.0, VB .NET2003, VB 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BU-VBSDKA-PCI	*¥70,000	
VC++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BU-VCSDKA-PCI	*¥70,000	

◎2004年6月以前にご購入いただいた製品で Windows Vista, Windows XP Professional または、Windows 2000 上でご使用できない場合、それらの Windows でご使用の際には BU-WIN2K-ATO(¥52,500)オプションが必要となります。

※仕様は予告なく変更することがあります。

製造元 **ビットラン株式会社** お問い合わせ/CCD事業部

〒361-0056 埼玉県行田市持田2213 TEL.048-554-7471(代) FAX.048-556-9591 URL <http://www.bitran.co.jp/ccd> E-mail [ccd@bitran.co.jp](mailto:ccd@bitran.co.jp)