

電動フィルターホイール・フィルター・水冷キット価格表

2018年12月現在

| 製品名 | 製品概要 | 型番 | 税抜価格 |
|-----|------|----|------|
|-----|------|----|------|

■ 電動フィルターホイール(小型筐体用)

| | | | | |
|--|---|--------|--------------|-----------|
| 電動フィルターホイール本体セット5枚用 ニコンマウント対応 三脚取り付け金具付 <small>※コントロールについては、下記の(注)を参照してください。 ※マウントの電動制御は行えませんがマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。 ※フィルターが別途必要です。</small> | <ul style="list-style-type: none"> ・ フィルターホイール本体 ・ カメラ固定用リング ・ コントローラ ・ AC-DC電源(12V) ・ ニコンマウント | φ36mm用 | CST-FW42-36N | *¥170,000 |
| | | φ47mm用 | CST-FW42-47N | *¥170,000 |
| | | φ50mm用 | CST-FW42-50N | *¥170,000 |
| 電動フィルターホイール本体セット5枚用 EOSマウント対応 三脚取り付け金具付 <small>※コントロールについては、下記の(注)を参照してください。 ※マウントの電動制御は行えませんが絞りの調整は行えません。 またマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。 ※フィルターが別途必要です。</small> | <ul style="list-style-type: none"> ・ フィルターホイール本体 ・ カメラ固定用リング ・ コントローラ ・ AC-DC電源(12V) ・ EOSマウント | φ36mm用 | CST-FW42-36E | *¥170,000 |
| | | φ47mm用 | CST-FW42-47E | *¥170,000 |
| | | φ50mm用 | CST-FW42-50E | *¥170,000 |

対象モデル

| サイズ | シリーズ | 対象機種 |
|-------|-----------|---|
| φ36mm | CS-50シリーズ | CS-51M/C, CS-54C |
| | CS-60シリーズ | CS-60M/C, CS-64NIR |
| φ47mm | BU-50シリーズ | BU-50LN/C, BU-51LN/C, BU-54UV/DUV, BU-56DUV, BU-57LIR/C |
| φ50mm | BU-60シリーズ | BU-60M/C |
| | BK-50シリーズ | BK-51IGA |

■ 電動フィルターホイール(大型筐体用)

| | | | | |
|--|--|--------|--------------|-----------|
| 電動フィルターホイール本体セット5枚用 ニコンマウント対応 三脚取り付け金具付 <small>※コントロールについては、下記の(注)を参照してください。 ※マウントの電動制御は行えませんがマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。 ※フィルターが別途必要です。</small> | <ul style="list-style-type: none"> ・ フィルターホイール本体 ・ コントローラ ・ AC-DC電源(12V) ・ ニコンマウント | φ36mm用 | CST-FW43-36N | *¥170,000 |
| | | φ47mm用 | CST-FW43-47N | *¥170,000 |
| | | φ50mm用 | CST-FW43-50N | *¥170,000 |
| 電動フィルターホイール本体セット5枚用 EOSマウント対応 三脚取り付け金具付 <small>※コントロールについては、下記の(注)を参照してください。 ※マウントの電動制御は行えませんが絞りの調整は行えません。 またマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。 ※フィルターが別途必要です。</small> | <ul style="list-style-type: none"> ・ フィルターホイール本体 ・ コントローラ ・ AC-DC電源(12V) ・ EOSマウント | φ36mm用 | CST-FW43-36E | *¥170,000 |
| | | φ47mm用 | CST-FW43-47E | *¥170,000 |
| | | φ50mm用 | CST-FW43-50E | *¥170,000 |

対象モデル

| サイズ | シリーズ | 対象機種 |
|-------|-----------|---|
| φ36mm | CS-60シリーズ | CS-61M/C, CS-63M/C |
| | BU-50シリーズ | BU-51LIR, BU-58LIR/C, BU-59LIR/C |
| | BU-60シリーズ | BU-61M/C, BU-66EM |
| | BH-60シリーズ | BH-61M, BH-62M, BH-63M |
| | BK-50シリーズ | BK-50UV/NIR |
| | BQ-80シリーズ | BQ-86M, BQ-87EM |
| φ47mm | CS-60シリーズ | CS-61M/C, CS-62M/C, CS-63M/C, CS-66UV |
| | BU-50シリーズ | BU-51LIR, BU-52LN/C, BU-58LIR/C, BU-59LIR/C |
| | BU-60シリーズ | BU-61M/C, BU-62M/C, BU-63M/C, BU-66EM |
| | BH-60シリーズ | BH-61M, BH-62M, BH-63M, BH-64M |
| | BK-50シリーズ | BK-50UV/NIR |
| | BQ-80シリーズ | BQ-86M, BQ-87EM |
| φ50mm | CS-60シリーズ | CS-61M/C, CS-62M/C, CS-63M/C, CS-66UV |
| | BU-50シリーズ | BU-51LIR, BU-52LN/C, BU-53LN/C, BU-55LN/C, BU-58LIR/C, BU-59LIR/C |
| | BU-60シリーズ | BU-61M/C, BU-62M/C, BU-63M/C, BU-66EM |
| | BH-60シリーズ | BH-61M, BH-62M, BH-63M, BH-64M, BH-65 |
| | BK-50シリーズ | BK-50UV/NIR |
| | BQ-80シリーズ | BQ-81M/C, BQ-82M/C, BQ-86M, BQ-87EM |

(注): 電動フィルターホイールの制御は、電動フィルターホイールセットに付属のコントローラ及びカメラ付属のソフトから可能です。

カメラ付属のソフトで使用する場合は、Windows7以降からの対応になります。

※カメラの受光面サイズにより使用できるフィルター径が異なります。フルサイズと2/3型など複数の使用をされる場合は大きいサイズに合わせてフィルター径をご選定ください。

| 製品名 | 製品概要 | 型番 | 税抜価格 |
|-----|------|----|------|
|-----|------|----|------|

■ 改造・特注電動フィルターホイール

| | | |
|--|--|------------|
| 電動フィルターホイールの仕様変更 大型用⇔小型用への仕様変更 | <ul style="list-style-type: none"> 筐体の変更 内部ホイールは継続使用 | お問い合わせください |
| フィルター枚数を変更した 電動フィルターホイール本体セット(最大9枚) ※コントロールについては、下記の(注)を参照してください。 ※マウントの電動制御は行えませんが絞りの調整は行えません。 またマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。 ※規定サイズ以外のフィルターも対応可能 ※フィルターが別途必要です。 | <ul style="list-style-type: none"> フィルターホイール本体 コントローラ AC-DC電源(12V) マウント(打合せ) | お問い合わせください |

■ LRGBフィルター

| | | | |
|-------------------|--|-------------|----------|
| φ36mm用LRGBフィルター | <ul style="list-style-type: none"> LRGBの4枚フィルター(厚3mm) | CST-F36LRGB | *¥53,000 |
| φ47mm用LRGBフィルター | | CST-F47LRGB | *¥67,000 |
| φ50mm用LRGBフィルター | | CST-F50LRGB | *¥80,000 |
| 各種波長フィルター・特殊フィルター | ・1枚でも注文可 | お問い合わせください | |

(注):電動フィルターホイールは、セットのコントローラ及びカメラ付属のソフトから制御が可能です。

カメラ付属のソフトで使用する場合、Windows7以降からの対応になります。

※カメラの受光面サイズにより使用できるフィルター径が異なります。フルサイズと2/3型など複数の使用をされる場合は大きいサイズに合わせてフィルター径をご確認ください。

■ 電動フィルターホイールSDK

| | | | | |
|---|---|------------------------------|----------|----------|
| 電動フィルターホイール用SDKサンプルソフト・ソース付き (カメラSDKがある全機種対応) 32/64bit対応 機密保持契約は不要 ※カメラのSDKが別途必要になります。 ※資料やサンプルソフトは変更しても再配布できません。 ※使用可能な台数の制限はありません。 ※BH-60シリーズは使用できません。 | <ul style="list-style-type: none"> 各サンプルソフトCD(ソース付き・DLL) DLL仕様書 | MATLAB用 | FW-MLSDK | *¥50,000 |
| | | LabVIEW用 | FW-LVSDK | *¥50,000 |
| | | Visual Basic用 | FW-VBSDK | *¥50,000 |
| | | Visual C++用 | FW-VCSDK | *¥50,000 |
| | | Visual C#用 | FW-VSSDK | *¥50,000 |
| 上記SDKを電動フィルターホイール購入後に購入する場合 | 上記同上にサンプルを選択 | FW- ** SDKA ※「**」は各サンプル型番 | *¥70,000 | |

■ 手動フィルターセット(小型筐体専用)

| | | | |
|---|--|-----------|----------|
| LRGB(RGB+赤外カット)フィルター付 スライド式カメラマウント ニコンマウントF対応 ※マウントの電動制御は行えません。 | <ul style="list-style-type: none"> 本体+スライドバー φ36mmLRGBフィルター ニコンFマウント | CST-RFL-N | *¥72,000 |
| LRGB(RGB+赤外カット)フィルター付 スライド式カメラマウント ペンタックスKマウント対応 ※マウントの電動制御は行えませんが絞りの調整は行えません。 またマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。 | <ul style="list-style-type: none"> 本体+スライドバー φ36mmLRGBフィルター ペンタックスKマウント | CST-RFL-P | *¥72,000 |

対象モデル

| サイズ | シリーズ | 対象機種 |
|------------------|-----------|---|
| φ36mm (φ37枠有) | CS-50シリーズ | CS-51M/C, CS-54C |
| | BU-50シリーズ | BU-50LN/C, BU-51LN/C, BU-54UV/DUV, BU-56DUV, BU-57LIR/C |

■ 水冷キット

| | | | |
|--|---|--------|----------|
| 水冷キット ※AC100Vのコンセントから電源供給が必要です。 ※不凍液等を使用しますとカメラ筐体の腐食を起こす恐れがありますので、 使用しないでください。 ※水温管理の機能はありません。 | <ul style="list-style-type: none"> 循環用ポンプ タンク シリコンチューブ | JS-HCR | *¥80,000 |
|--|---|--------|----------|

※仕様は予告なく変更することがあります。

製造元 **ビットラン株式会社** お問い合わせ/CCD事業部

〒361-0056 埼玉県行田市持田2213 TEL.048-554-7471(代) FAX.048-556-9591 URL <http://www.bitran.co.jp/ccd> E-mail ccd@bitran.co.jp